


VelaQuin 



**AUTOCLAVE MANUAL
CVQ-20J**

CVQ-20J

AUTOCLAVE MANUAL

Ideal para la esterilización de material médico/quirúrgico, es de fácil operación, segura y confiable. El equipo es recomendable para la antisepsia y esterilización de vendas, gasas, instrumental quirúrgico, etc. Por su tamaño y diseño puede ser un excelente complemento dentro del quirófano para esterilizar instrumental quirúrgico de emergencia. También puede ser utilizado por empresas y unidades de investigación científica en protocolos que requieran asepsia.

DATOS TÉCNICOS

VOLUMEN	20 L
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	30 Psi (0.22 MPa)
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	274°F (134°C)
INTERVALO DE PRESIÓN	10-30 Psi (0.07-0.22 MPa)
INTERVALO DE TEMPERATURA	239-274°F (115-134°C)
INTERVALO DE TIEMPO	0 - 60 min
CHAROLAS DE ESTERILIZACIÓN	Número de piezas: 3 Dimensiones por charola: 340 x 200 x 30 mm
DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN	Φ250 x 410 mm
DIMENSIONES DEL EQUIPO	Aprox. 480 x 470 x 390 mm
PESO	40 kg
POTENCIA	1.5 KW
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 60Hz
GARANTÍA	1 año

A

Accesorios incluidos
Válvula de seguridad
Charolas de esterilización
Desagüe para liberar el excedente de agua del tanque
Interruptor de suspensión de alimentación
Mango en forma de clip para extraer las charolas de esterilización sin inconvenientes
Cable de alimentación
Manual de operación

B

Características adicionales
Cuenta con un controlador de presión y temperatura, así como un temporizador.
Protección contra sobrecalentamiento y función de alarma auditiva al finalizar el ciclo de esterilización.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx