

CLASSIFICATION DES TROUSSES SELON LE LIEU DE TRAVAIL	1 EMPLOYÉ OU TRAVAIL EN ISOLEMENT	2-25 TRAVAILLEURS PAR ÉQUIPE	26-50 TRAVAILLEURS PAR ÉQUIPE	51-100 TRAVAILLEURS PAR ÉQUIPE
<b>Type 1</b> Personnelle (voir la clause 5.3)	> 1 Personnelle	n/a	n/a	n/a
<b>Type 2</b> De base (voir la clause 5.4)	n/a	> 1 Petite	> 2 Petites; ou > 1 Moyenne	> 4 Petites; ou > 2 Moyennes; ou > 2 Petite and 1 Moyenne; ou > 1 Grande
<b>Type 3</b> Intermédiaire (voir la clause 5.5)	n/a	> 1 Petite	> 2 Petites; ou > 1 Moyenne	> 4 Petites; ou > 2 Moyennes; ou > 2 Petite et 1 Moyenne; ou > 1 Grande

## CLAUSES

- ▶ 5.3 Exigences relatives à la trousse de premiers soins en milieu de travail  
**Type 1: Trousses de premiers soins personnelles**  
Convient aux utilisateurs qui travaillent en isolement ou à ceux qui n'ont pas accès à une trousse de premiers soins en milieu de travail.
- ▶ 5.4 Exigences relatives à la trousse de premiers soins en milieu de travail  
**Type 2: Trousses de premiers soins de base**  
Convient à la plupart des lieux de travail à faible risque.
- ▶ 5.5 Exigences relatives à la trousse de premiers soins en milieu de travail  
**Type 3: Trousses de premiers soins intermédiaire**  
Convient aux milieux de travail à risque modéré ou élevé.

## NIVEAUX DE RISQUE

- ▶ **Milieux de travail à faible risque**  
Milieu de travail où prédominent les activités ayant une faible probabilité de l'occurrence et d'une gravité du préjudice.
- ▶ **Milieux de travail à risque modéré**  
Un milieu de travail où prédominent les activités qui ne présentent pas de risque faible ou élevé.
- ▶ **Milieux de travail à risque élevé**  
Un milieu de travail où prédominent les activités présentant une forte probabilité de l'occurrence et d'une gravité du préjudice.

## POUR COMMANDER DÉTERMINEZ LE TYPE ET SÉLECTIONNEZ LE FORMAT

TYPE	BOÎTIER DE MÉTAL	POCHETTE EN NYLON	BOÎTIER DE PLASTIQUE	RECHARGE
1 : PERSONNELLE	FAKCSAT1BM	FAKCSAT1BN	FAKCSAT1BP	FAKCSAT1BR
2 : PETITE	FAKCSAT2SBM	FAKCSAT2SBN	FAKCSAT2SBP	FAKCSAT2SBR
2 : MOYENNE	FAKCSAT2MBM	FAKCSAT2MBN	FAKCSAT2MBP	FAKCSAT2MBR
2 : GRANGE	FAKCSAT2LBM	FAKCSAT2LBN	FAKCSAT2LBP	FAKCSAT2LBR
3 : PETITE	FAKCSAT3SBM	FAKCSAT3SBN	FAKCSAT3SBP	FAKCSAT3SBR
3 : MOYENNE	FAKCSAT3MBM	FAKCSAT3MBN	FAKCSAT3MBP	FAKCSAT3MBR
3 : GRANDE	FAKCSAT3LBM	FAKCSAT3LBN	FAKCSAT3LBP	FAKCSAT3LBR

\*Voir le contenu détaillé à la page suivante.

## CONTENU DES TROUSSES CSA

NO PRODUIT	CONTENU	FAKGSAT1BM	FAKGSAT2SBN	FAKGSAT2MBM	FAKGSAT2LBM	FAKGSAT3SBM	FAKGSAT3MBM	FAKGSAT3LBM
		FAKGSAT1BN	FAKGSAT2SBM	FAKGSAT2MBN	FAKGSAT2LBN	FAKGSAT3SBN	FAKGSAT3MBN	FAKGSAT3LBN
		FAKGSAT1BP	FAKGSAT2SBP	FAKGSAT2MBP	FAKGSAT2LBP	FAKGSAT3SBP	FAKGSAT3MBP	FAKGSAT3LBP
FAFS1X3	Pansements adhésifs en plastique 1" X 3"	10	13	35	70	13	35	70
FAFS007	Pansements de doigt en tissu, large	2	4	5	10	4	5	10
FAFS005	Pansements de jointure en tissu	2	4	5	10	4	5	10
FAFS2X2	Pansements carrés en tissu adhésif 2" X 3"	2	4	5	10	4	5	10
FAGP3X3	Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	12	24	48	12	24	48
FAGP4X4	Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	-	-	-	6	12	24
FATF2X3	Tampon telfa 2" x 3"	-	-	-	-	4	8	16
FAAP5X9	Compresse abdominale 5" X 9" stérile	-	1	2	2	1	2	4
FACFB02B	Bandage de gaze moulant 2" X 5 vg	1	1	2	4	1	2	4
FACFB04B	Bandage de gaze moulant 4" X 5 yards	-	1	2	4	1	2	4
FACB004	Bandage compressif 4" stérile	2	2	4	8	1	2	4
FACB006	Bandage compressif 6" stérile	-	-	-	-	1	2	4
FATB001	Bandage triangulaire	1	2	4	8	2	4	8
FAAT125	Ruban auto-adhésif 1" X 2.5 vg	1	1	-	-	1	-	-
FAAT015	Ruban auto-adhésif 1" X 5 vg	-	-	1	-	-	1	1
FAAT110	Ruban auto-adhésif 1" X 10 vg	-	-	-	1	-	-	1
FATNB03	Bandage élastique 3"x 5 vg	-	-	-	-	1	2	2
FAEP01	Tampon oculaire ovale stérile	-	-	-	-	2	2	4
FAES	Protecteur oculaire	-	-	-	-	2	2	4
FACP4X6	Compresse froide instantanée	-	-	-	-	1	2	4
FAZINC09	Crème antibiotique	2	6	12	24	6	12	24
FABZ002	Tampon de benzalkonium	6	25	50	100	25	50	100
FAHCMT	Lingettes nettoyantes pour les mains	4	6	12	24	6	12	24
FARB	Masque de réanimation	-	1	1	1	1	1	1
FADV601	Gants jetables (1 paire)	2	4	8	16	4	8	16
FATW045	Pince à échardes 4 ½"	1	1	1	1	1	1	1
FA211008	Sacs biohazard	1	1	2	2	2	4	8
FASC55G	Ciseaux	-	1	1	1	1	1	1
FAAB001	Couverture d'urgence en mylar	-	1	1	1	1	2	2
FAMW002	Éclisse d'aluminium 24"	-	-	-	-	1	1	2
FASP002	Attelle capitonnée	-	-	-	-	1	1	2
FA006314V	Glucose	-	-	-	-	1	2	2
FA118784	Tourniquet artériel	-	-	-	-	1	1	1