

*nastent*TM classic

Liste des références disponibles

Référence	Code produit	Code ACL	Désignation	Conditionnement
Pour narine droite				
#01	NC01R120H	4589996910013	Orthèse intranasale standard de 120mm	Boîte de 7 nastent classic
#02	NC02R125H	4589996910020	Orthèse intranasale standard de 125mm	Boîte de 7 nastent classic
#03	NC03R130H	4589996910037	Orthèse intranasale standard de 130mm	Boîte de 7 nastent classic
#04	NC04R135H	4589996910044	Orthèse intranasale standard de 135mm	Boîte de 7 nastent classic
#05	NC05R140H	4589996910051	Orthèse intranasale standard de 140mm	Boîte de 7 nastent classic
#06	NC06R145H	4589996910068	Orthèse intranasale standard de 145mm	Boîte de 7 nastent classic
#54	NC54R150H	4589996910785	Orthèse intranasale standard de 150mm	Boîte de 7 nastent classic
#55	NC55R155H	4589996910792	Orthèse intranasale standard de 155mm	Boîte de 7 nastent classic
Pour narine gauche				
#07	NC07L120H	4589996910075	Orthèse intranasale standard de 120mm	Boîte de 7 nastent classic
#08	NC08L125H	4589996910082	Orthèse intranasale standard de 125mm	Boîte de 7 nastent classic
#09	NC09L130H	4589996910099	Orthèse intranasale standard de 130mm	Boîte de 7 nastent classic
#10	NC10L135H	4589996910105	Orthèse intranasale standard de 135mm	Boîte de 7 nastent classic
#11	NC11L140H	4589996910112	Orthèse intranasale standard de 140mm	Boîte de 7 nastent classic
#12	NC12L145H	4589996910129	Orthèse intranasale standard de 145mm	Boîte de 7 nastent classic
#64	NC64L150H	4589996910884	Orthèse intranasale standard de 150mm	Boîte de 7 nastent classic
#65	NC65L155H	4589996910891	Orthèse intranasale standard de 155mm	Boîte de 7 nastent classic

*nastent*TM Starter kit

Liste des références disponibles

Référence	Code produit	Code ACL	Désignation	Conditionnement
Pour narine droite				
#87	NC87WTH6	4589996911119	Orthèses intranasales droite 130, 135, 140, 145, 150 et 155mm	Boîte de 6 nastent classic
Pour narine gauche				
#88	NC88WTH6	4589996911126	Orthèses intranasales gauche 130, 135, 140, 145, 150 et 155mm	Boîte de 6 nastent classic