




MOBIDERM auto fit

Standard Armsleeve

TREATMENT OF LYMPHOEDEMA



Arm Length (l)

LONG	45 - 50 cm
NORMAL	40 - 45 cm

	Axillary Level (cG)	Forearm Level (cD)	Wrist Level (cC)	Hand Level (cA)
T1	25 - 32 cm	22 - 28 cm	15 - 19 cm	17 - 21 cm
T2	29 - 36 cm	24 - 30 cm	16 - 20 cm	17 - 21 cm
T3	33 - 40 cm	26 - 32 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm
T4	37 - 44 cm	28 - 34 cm	17 - 21 cm	18 - 22 cm
T5	41 - 48 cm	30 - 36 cm	18 - 22 cm	19 - 23 cm
T6	45 - 52 cm	31 - 37 cm	19 - 23 cm	20 - 24 cm

For orders and information
Please contact:

Medical Rehab Pty Ltd
Ph: +61 432 847 576
Fax: +613 9681 8003
E: info@medicalrehab.com.au
W: www.mobiderm.com.au



Photos non contractuelles - Non-contractual photographs

Marque déposée - Registered trade mark



CONSEIL POUR UN TRI LOCALISÉMENT - WWW.CONSEILSDETRI.FR
Véritablement uniquement pour la France



THUASNE
120 rue Marius AUFAN
CS 10032
92309 Levallois-Perret Cedex France
Commandes/Orders (St Étienne):
Tél.: 04 77 81 40 42 (France)
Tél.: +33 (0)4 77 81 40 01/02 (Export)

www.thuasne.com



THUASNE